

## **Spôsob použitia:**

1. Pred použitím navlhčite pokožku mokrou utierkou, potom priložte produkt na krk, aby bola elektróda blízko k pokožke. Prispôbte pozíciu masážera, zapnite a nastavte vhodnú intenzitu a režim.
2. Produkt zapnete stlačením tlačidla napájania na 3 sekundy na rúčke hlavnej jednotky. Keď produkt zapípa, kontrolka sa rozsvieti a produkt vstúpi do základného stupňa (1.stupeň)
3. Krátkym stláčaním tlačidla prepínate režimy masáže (12). Pri každom prepnutí produkt pípne. Režimy produktu: Miesenie, Príklep, Akupunktúra, Masáž, Pulzný režim, Simulačný režim, Pomalý režim, Rytmický, Pritláčanie pästí, Bicí, Automatický 1, Automatický 2.
4. V zapnutom stave, stláčaním tlačidla + sa intenzita masáže zvýši. Počet stupňov intezity je 15. Pri intenzite 15, stlačte tlačidlo napájania 2x a intenzita ostane nezmenená na 15.stupni.
5. V zapnutom stave, stláčaním tlačidla - sa intenzita masáže zníži. Počet stupňov intezity je 15. Pri intenzite 1, stlačte tlačidlo napájania 2x a intenzita ostane nezmenená na 1.stupni.
6. Odporúčaná doba masáže je 15 minút. Po zapnutí prístroja je doba prevádzky 15 minút, po ktorej sa prístroj automaticky vypne.

## **Nabíjanie alebo výmena batérií**

1. Nabíjateľný model: Keď prístroj nemá dostatok energie a červená kontrolka sa rozsvieti alebo ak sa prístroj nezapne, zapojte 1 koniec priloženého napájacieho káblu do prístroja, druhý koniec do nabíjačky mobilného telefón (5V 1A/2A). Červená kontrolka sa počas nabíjania rozsvieti. Keď je prístroj plne nabitý, rozsvieti sa modrá kontrolka.
2. Model na batérie: Keď prístroj nemá dostatok energie a kontrolka stmavne alebo prístroj nefunguje, vymeňte v prístroji batérie.

## **Pripomienka**

Prístroj sa automaticky vypne po 15 minútach prevádzky. Prístroj sa neodporúča používať viac ako 30 minút denne. Produkt skladujte na suchom mieste. Produkt nevystavujte záťaži.

## **Denná údržba produktu**

Pri čistení produktu ho vypnite a vyčistite elektródy vlhkou papierovou utierkou. Ak je znečistenie väčšie, použite 75% alkohol na jeho vyčistenie. Používajte jemný čistiaci prostriedok a jemnú handričku na čistenie produktu, nepoužívajte korozívne prostriedky a neponárajte a neoplachujte vodou. Pri čistení zabráňte vniknutiu vody do vnútra prístroja, aby nedošlo k skratu a elektrickým výbojom počas používania.

## Riešenie problémov

Pri používaní produktu dodržujte tieto pokyny. Ak je produkt nefunkčný alebo funguje nesprávne, vypnite ho. Nerozoberajte ani neopravujte produkt, môže dôjsť k jeho poškodeniu a záruka na produkt tým zaniká.

- Prístroj sa nezapne: 1. Batérie sú slabé. 2. Skontrolujte, či ste tlačidlo napájania stlačili na dostatočne dlhý čas
- Prístroj sa nedá nabiť alebo kontrolka nabíjania nesvieti: 1. Skontrolujte, či nabíjací kábel a nabíjačka nie sú poškodené. 2. Skontrolujte či sú nabíjačka a kábel správne zapojené.
- Prístroj nevysiela impulzy: 1. Skontrolujte, či je elektróda v priamom kontakte s pokožkou. Posuňte bližšie k pokožke. 2. Skontrolujte, či medzi pokožkou a elektródou nie sú vlasy, časti oblečenia, iné doplnky. Odstráňte všetky prekážky. 3. Je stupeň intenzity 1? Zvýšte stupeň intenzity.
- Impulzy sú príliš silné: 1. Skontrolujte, či je elektróda v priamom kontakte s pokožkou. Posuňte blízko k pokožke. 2. Je doba používania viac ako 15 minút? Odporúča sa používať prístroj maximálne 15 minút 2x denne. 3. Znížte stupeň intenzity. 4. Ak je Vaša pokožka alergická na elektródy, prístroj nepoužívajte. 5. Chladný vzduch/suchá pokožka – Pred použitím navlhčite pokožku. 6. Elektróda je v blízkosti rany? Elektródy neprikladajte do blízkosti poškodenej pokožky.
- Slabá stimulácia: 1. Je elektróda blízko pokožky? Nastavte jej pozíciu a upravte stupeň intenzity. 2. Je elektróda zašpinená? Vyčistite povrch elektródy. 3. Batéria je slabá? Vymeňte alebo nabite batérie. 4. Silma impulzov je slabá? Zvýšte intenzitu

## Nebezpečenstvo:

Nepoužívajte výrobok s najsledujúcimi elektronickými zariadeniami:

1. Medicínske elektronické zariadenie implantované do ľudského tela, napr.kardiostimulátory.
2. Život udržiavajúce medicínske elektronické zariadenia, ako umelé srdce a pľúca.
3. Medicínske elektronické zariadenie, ako elektrokardiograf.
4. Výrobok môže zapríčiniť, že tieto medicínske zariadenia budú mať poruchu alebo skrátenú životnosť.

## Upozornenie:

Ak pacient používa vysoko frekvenčné chirurgické zariadenie s výrobkom v rovnakom čase, elektronická podložka môže spôsobiť popáleniny a výrobok sa môže poškodiť. Ak je výrobok používaný blízko krátkovlnného, alebo mikrovlnného terapeutického zariadenia ( do 1m) výstup produktu môže byť nestabilný.

Elektronické podložky nedávajte na miesta kde sa nachádzajú jazvy a poranenia počas masáže. Počas masáže elektronické podložky nemôžu byť umiestnené blízko hrudníka a srdca, inak to zapríčiní riziko kardiofibrilácie.

Výrobok je určený pre jedného užívateľa. Pre používanie viacerými osobami prosím očistite elektrické podložky na výrobku pred použitím.

Keď používate výrobok, elektrické podložky by mali byť tesne priliehajúce na pokožku a v rovnomernom kontakte.

Elektrické podložky tohto výrobku majú ohrevnú funkciu a používaním funkcie horúcej kompresie dlhší čas (nad 15minút) na rovnakom mieste zapríčiní popáleniny pri nízkych teplotách.

Ak sa cítite zle počas alebo po používaní výrobku, prestaňte výrobok používať a konzultujte problémy s lekárom. Tento výrobok obsahuje lítijové batérie.

Prosím, neopravujte, nerozoberajte a neupravujte výrobok. Inak výrobok môže byť poškodený a môže explodovať.

V nasledujúcich prípadoch, prosím konzultujte so svojim lekárom používanie výrobku, nakoľko môže nastať zhoršenie zdravotného stavu alebo nepohodlie:

1. Pacienti, ktorí sú liečení lekárom a cítia abnormality
2. Pacienti s abnormalitou srdca a mozgových nervou
3. Pacienti, ktorých telesná teplota presahuje 38°C (horúčkové obdobie)
4. Pacienti s infekčnými chorobami
5. Pacienti s poruchou citlivosti kože alebo s kožnými abnormalitami
6. Pacienti, ktorí berú lieky
7. Pacienti s abnormálnym krvným tlakom
8. Pacienti, ktorí sa nemôžu slobodne vyjadrovať
9. Pacienti, ktorí trpia zmyslovými poruchami v dôsledku cukrovky a ďalšími poruchami periférnej cirkulácie na vysokej úrovni
10. Pacienti, ktorých koža je alergická na elektródy z nehrdzavejúcej ocele

Výrobok je zakázaný používať v nasledovných situáciách:

1. Pacienti so zhubnými nádormi
2. Pacienti s tendenciou ku krvácaniu
3. Tehotné ženy a novonarodené deti
4. Pacienti s hnisavým zápalom
5. Užívatelia kardiostimulátora
6. Pacienti s kovovým implantátom

Nepoužívajte výrobok blízko srdca, na hlavu, tvár, genitálie alebo tiež pacienti, ktorí majú problém s kožou. Počas terapie nestláčajte vnútorné orgány ani rukou ani výrobkom. Inak môžu nastať zdravotné ťažkosti alebo psychický diskomfort. Nepoužívajte 2 sety tohto výrobku v rovnakom čase, ani iné medicínske zariadenie, inak to môže spôsobiť nevoľnosť alebo psychický diskomfort. Tento výrobok môže byť používaný iba na masáže. Nepoužívajte elektródy s poškriabaným alebo poškodeným povrchom alebo nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok bez autorizačného výrobcu. Inak to môže spôsobiť poruchu alebo elektrický šok.

### **Záznamy:**

### **Výstraha:**

Výrobok prestaňte používať ak cítite nepohodlie zapríčinené s abnormalitou produktu. Prosím konzultujte to so svojím lekárom, ak sa vyskytne diskomfort na vašej koži. Ak pri automasáži alebo pri masáži iného človeka chcete pohnúť s elektrickými podložkami na výrobku, prosím uistite sa, že výrobok je vyprnutý, inak daná osoba môže dostať elektrický šok.

Počas masáže nemajte nasadené iné elektrické zariadenie, ako sú napr. elektrické hodinky, inak môže byť výrobok alebo iné zariadenie poškodené.

Ak výrobok nefunguje správne, prosím vypnite ho, inak môže nastať zvýšenie teploty, skrat alebo výbuch. Čo najskôr kontaktujte predajcu a informujte ho o danom probléme.

Deti alebo ľudia, ktorí nie sú mentálne v poriadku, nemajú povolenie zariadenie používať. V prípade, že takýto ľudia budú zariadenie používať, môže prísť k nehode.

Nepoužívajte výrobok ak ste na mieste kde je vysoká teplota alebo vlhkosť, pretože môže nastať nehoda alebo poškodenie výrobku.

Nepoužívajte výrobok počas spánku, pretože sa môže výrobok poškodiť alebo sa môže počas spánku premiestniť na časť tela, kde je zakázané používať výrobok. Takéto konanie môže spôsobiť zranenie a zdravotné problémy.

Nepoužívajte tento výrobok počas šoférovania, môžu vzniknúť zdravotné problémy, ktoré môžu viesť k dopravnej nehode.

Neprikladajte elektródové podložky na postihnuté miesta na dlhšiu dobu, pretože to môže zapríčiniť zápal kože.

V procese masáže nie je povolené prikladať iné kovové predmety k elektrodoým podložkám, ako sú napr. retiazka, naušnice.... Inak môže prísť k silnému elektrickému šoku.

Nepoužívajte výrobok na jednom mieste dlhú dobu (viac ako 30minút), inak to môže spôsobiť únavu masírovanej časti tela alebo zdravotné problémy.

Ak je prístroj v prevádzke dlhší čas, zahreje sa, čo je normálny jav.

Ak produkt nepoužívate dlhší čas (viac než 3 mesiace), nabite produkt každé 3 mesiace v prípade nabíjateľného modelu, vyberte batérie z prístroja v prípade modelu na batérie, aby nedošlo k poškodeniu batérie a poškodeniu prístroja.

Prosím, nasadíte si tento výrobok správnym spôsobom pre krčnú chrbticu a noste výrobok symetricky, inak môže prísť k nehode alebo k iným zdravotným problémom.

Prosím namiesto ťahania za kábel, držte zástrčku kábla a vytiahnite ho, inak to môže zapríčiniť elektrický skrat, ktorý môže poškodiť výrobok, keď odpojíte napájací kábel USB zo zariadenia. Elektrické podložky výrobku majú povrchovnú ohrevnú funkciu. Užívateľ, ktorý nie je senzitívny na teplo alebo má vyššiu telesnú teplotu ako je normálna, by mal používanie výrobku konzultovať s doktorom. Je normálne, že teplota povrchu podložiek stúpne pri dlhšom používaní.

Rady:

Prosím uistíte sa, že pred použitím sú funkčné všetky tlačidlá. Pokiaľ sa bude výrobok používať prvýkrát alebo ak zariadenie nebolo používané dlhší čas prosím pri nabíjaní postupujte podľa návodu, aby ste zaistili že bude fungovať normálne. Pokiaľ likvidujete tento výrobok, prosím postupujte podľa miestnych predpisov, pre životné prostredie a likvidáciu elektroodpadu.

Zariadenie odovzdajte na miesto, kde sa zbiera elektroodpad. Zariadenie je určené pre osoby od 16 rokov a staršie.

Nepoužívajte alebo nepredávajte tento výrobok na nasledujúcich miestach: miesta vystavené priamemu slnku, miesta s vysokou teplotou a vlhkosťou, na miestach s vodou, miesta kde je vysoká prašnosť.

Je odporúčané používať výrobok 2-3x denne (naprogramovaný pracovný čas jedného cyklu je 15minút). Ďalej sa výrobok neodporúča používať viackrát za sebou.

Pre zlepšenie výkonu si môžete jemne navlchčiť pokožku čistou vodou. Prípadne môže zaniknúť jemné pichanie v ojedinelých prípadoch.

### **Poznámka:**

1. pri používaní výrobku prosím sedte rovno a nehmírite sa alebo nehýbte vašou hlavou
2. Po nasadení výrobku zapnite výrobok a vyberte si vhodnú úroveň pre vaše potreby
3. Pokiaľ výrobok je v činnosti a dotknete sa elektrických podložiek prstami v rovnakom čase môže zvyknúť nepohodlie
4. Prosím pred použitím strhnite z výrobku ochranný film (priesvitné fólie).

! Ak sa cítite zle alebo cítite psychickú alebo fyzickú abnormalitu počas používania, prosím prestaňte výrobok okamžite používať a odstráňte výrobok z tela.