

Vážení pán/pani, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili jeho správne používanie.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a riaďte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

## **POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA**

Ihlový mezoterapeutický valček je ideálny na vykonávanie rôznych ošetrení tela: na tvári, bruchu, zadku, stehnách atď. Na valčeku je 540 ihiel z nehrdzavejúcej ocele, ktoré dokonale odstraňujú odumretú pokožku a zároveň stimulujú regeneráciu pokožky. Je tiež účinný v boji proti celulitíde. Pomáha odstraňovať vrásky, jazvy, strie a ryhy. Počas prepichovania je pokožka stimulovaná k regenerácii, čo v konečnom dôsledku zlepšuje jej stav a zvyšuje produkciu kolagénu.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Nepoužívajte na podráždenú, porezanú, spálenú od slnka alebo infikovanú pokožku.
- Masáž vykonávajte jemne, bez nadmerného tlaku, aby ste nepoškodili pokožku.
- Po ošetrení zariadenie dezinfikujte a uložte ho na suchom a čistom mieste.
- Nezdieľajte masážny prístroj s inými ľuďmi – ide o hygienický výrobok určený na individuálne použitie.
- Ak sa objaví začervenanie, pálenie alebo podráždenie, prestaňte používať a poraďte sa s dermatológom.

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

- Intenzívne a dlhodobo regeneruje
- Zlepšuje elasticitu, farbu a hydratáciu pokožky
- Zlepšuje črty tváre
- Vyhladzuje jazvy a vrásky
- 3 vymeniteľné hroty (180 ihiel - 0,50 mm, 600 ihiel - 1,00 mm, 1200 ihiel - 1,5 mm)
- Dĺžka: 15 cm
- Priehľadné puzdro

## **AKO POUŽÍVAŤ**

- Dôkladne si očistite a osušte pokožku tváre.
- Dezinfikujte valec, napr. pomocou izopropylalkoholu.
- Vyberte si vhodný nastavac v závislosti od oblasti, ktorú chcete masírovať. **Menšie, užší nastavac**, vytvorený špeciálne pre citlivé oblasti okolo očí a pier. **Najširší valček**, určený na masáž väčších častí tváre, ako sú líca, čelo a krk. **Najväčší valček** v sade, určený na použitie na telo: ruky, stehná, brucho.
- Jemne pohybujte masážnym prístrojom po pokožke v rôznych smeroch (vertikálne, horizontálne, diagonálne).
- Netlačte príliš silno – nechajte prácu urobiť ihly.
- Masáž jednej časti tváre by mala trvať približne 2–3 minúty.
- Po dokončení naneste vhodné sérum alebo krém na starostlivosť o pleť.
- Zariadenie dezinfikujte a uložte ho na bezpečnom a suchom mieste.

## **UPOZORNENIA**

Po použití zariadenia sa približne 1 týždeň vyhýbajte nadmernému vystavovaniu sa slnku (odporúča sa používať krém s vysokým ochranným faktorom, napr. 50+). Pred a po každom použití zariadenia ho treba dezinfikovať a uchovávať na sterilnom mieste.

## **TIPY A INFORMÁCIE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝMI OBALOMI**



Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál by mal byť odovzdaný na mieste zberu odpadu určenom miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad. Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a výrobkov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a technických údajov produktu bez predchádzajúceho upozornenia.