



ULTRAZVUKOVÝ SKALENER NA ZUBY

DA327

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ultrazvukový zubný odstraňovač zubného kameňa na dôkladné čistenie a odstránenie zubného kameňa zo zubov.

Produkt sa odporúča najmä ľuďom s nadmerným zubným kameňom a zubnými protézami alebo ortodontické aparáty. Určite vám uľahčí starostlivosť o vašu ústnu hygienu, efektívne dopĺňa štandardné čistenie zubov. Vybavený až 3 prevádzkovými režimami (mäkké, pohodlné, silné) a 2 oceľové hlavice pre rôzne časti zubov. Svetlo a kompaktný dizajn a vstavaná batéria vám umožní vziať si zariadenie so sebou výlet. Sada obsahuje množstvo doplnkového príslušenstva (zubná sonda, zrkadlo a škrabka).

špecifikácia:

- Materiál: PP plast + nerez (hroty) • Napájanie: vstavaná batéria + micro-USB kábel na nabíjanie • Funkcia automatického vypnutia (po 10 minútach) • Ochrana proti prehriatiu • Automatické LED podsvietenie (počas prevádzky) • 3 prevádzkové režimy (intenzity): mäkký / pohodlný / silný • 2 vymeniteľné hlavice: plochá / špicatá • Ďalšie podporné príslušenstvo • Rozmery (prístroj) 19 cm x 2,5 cm • Farba (scaler): biela

- Balenie: kartón

Príslušenstvo (5):

- Plochá hlava - na odstránenie väčších vrstiev zubného kameňa
- Špicatá hlavica - na odstraňovanie nečistôt v blízkosti ďasien (a na samotných ďasnách)
- Zrkadlo, ktoré uľahčuje sledovanie stavu vašich zubov a ústnej dutiny
- Zubná škrabka s jemným hrotom na odstraňovanie vodného kameňa z okrajov
- Zubná sonda na detekciu dutín a posúdenie stavu ďasien

Prevádzkové režimy (3):

- Mäkký • Pohodlný • Pevný

Návod na použitie

Pred prvým použitím dôkladne očistite všetky hroty a príslušenstvo.

Jednu z hláv umiestnite do hornej časti zariadenia zatlačením do držiaka určeného na tento účel.

Vyberte si vhodnú koncovku podľa svojich potrieb (pozri časť Príslušenstvo - Hlava).

Zariadenie zapnete podržaním vypínača I/O.

Krátko stlačte tlačidlo I/O, aby ste zmenili prevádzkový režim (pozri časť Prevádzkové režimy).

Zvolený režim je zvýraznený LED. Vložte hlavu

do úst a pritlačte špičku zvolenej hlavy na povrch zuba.

Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte tlačidlo I/O na niekoľko sekúnd.

POZNÁMKA: Po každom použití vyčistite zariadenie a jeho príslušenstvo.

Ak chcete zariadenie nabiť, zapojte dodaný kábel micro-USB do zásuvky v spodnej časti zariadenia. Druhý koniec kábla pripojte k portu USB typu A (nabíjačka alebo power banka).

Úroveň nabitia batérie sa zobrazí v spodnej časti displeja.

POZNÁMKA: Zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach nepretržitej prevádzky.

Základné preventívne opatrenia

Neponárajte zariadenie do vody, najmä počas nabíjania!

Nehádzte prístroj! To môže mať za následok stratu práva na záruku a záruku!

trvalé poškodenie

Počas používania zariadenia nenechávajte svoje dieťa bez dozoru!

Po nabití zariadenia odpojte kábel USB, aby ste predišli vnútornému poškodeniu batéria!

Nezabudnite svoje zariadenie a všetko jeho príslušenstvo pravidelne čistiť, vr najmä hlavy a predmety prichádzajúce do kontaktu so zubami a ústnou dutinou!

