

Napájanie: 230 V · Príkon: 55 W · Rozmery: 90 × 60 cm · Ohrev: 3 úrovne · Časovač: 00–12 h



OVLÁDAČ

STREDNÉ TLAČIDLO

Zapnutie a vypnutie podložky.

ĽAVÉ + / –

Zvýšenie alebo zníženie úrovne ohrevu.

PRAVÉ + / –

Nastavenie počtu hodín do automatického vypnutia.

Na displeji sledujte zvolenú úroveň a hodnotu časovača.

AKO PODLOŽKU POUŽIŤ

1. Rozložte podložku naplocho a skontrolujte, či nie je poškodená alebo vlhká.
2. Pripojte ju k elektrickej sieti 230 V a stlačte stredné tlačidlo.
3. Ľavými tlačidlami + / – nastavte ohrev; pravými + / – nastavte časovač.
4. Po použití ju vypnite stredným tlačidlom a vytiahnite zástrčku.

ÚROVNE OHREVVU

Nízka: približne 30–40 °C.

Stredná: približne 40–50 °C.

Vysoká: približne 50–60 °C.

ČASOVAČ

Hodnoty 01–12 znamenajú automatické vypnutie po 1 až 12 hodinách. 00 znamená nepretržitú prevádzku bez automatického vypnutia. Pri hodnote 00 podložku vypnite ručne a nenechávajte ju bez dozoru.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením podložku vypnite a odpojte od siete. Povrch opatrne utrite mäkkou, mierne vlhkou špongiou. Nevyliievajte na ňu tekutiny a neponárajte ju do vody.

Nepoužívajte chemické čistenie, bielidlá ani spreje; podložku nežehlite. Pripojte ju až po úplnom vyschnutí. Skladujte ju odpojenú na suchom a čistom mieste.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Nepoužívajte ju počas spánku, pod paplónom či matracom, zvinutú alebo preloženú. Nesadajte si na ňu ani na nej neležte; neprikrývajte ju ďalšími predmetmi.

Nie je určená deťom ani osobám, ktoré necítia teplo. Pri poškodení, prehriatí alebo zápachu spáleniny ju ihneď odpojte. Neprepichujte ju a neupravujte kábel ani ohrevné prvky.

Osoby so závažným ochorením srdca alebo kardiostimulátorom a tehotné ženy sa majú pred použitím poradiť s lekárom. Nepoužívajte ju s masťami či krémami proti bolesti.